

# Sanavox

UNA BARRIERA PER PROTEGGERE LA BOCCA E LE CORDE VOCALI DAGLI AGENTI IRRITANTI  
A BARRIER TO PROTECT THE MOUTH AND THE VOCAL CORDS FROM ENVIRONMENTAL IRRITANTS

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.

## Quando si usa?

SANAVOX è uno spray per la gola. La sua applicazione protegge meccanicamente le mucose della bocca ostacolando il contatto con polveri ed altri agenti irritanti ed inquinanti. È indicato l'uso in caso di irritazione o come preventivo prima di entrare a contatto con ambienti inquinati o in presenza di agenti irritanti (fumo di sigaretta, ed altro).

## Come funziona?

L'applicazione di Sanavox **augmenta** nel corso di ogni applicazione la riserva di acido ialuronico che protegge le nostre corde vocali e ne permette il funzionamento ottimale. L'acido ialuronico forma una barriera protettiva contro gli agenti irritanti ed inquinanti mantenendo allo stesso tempo le proprietà viscoelastiche delle corde vocali.

## Quando deve essere utilizzato previo consulto medico?

Qualora lo stato di irritazione persista nonostante l'uso di SANAVOX si consiglia di rivolgersi al proprio medico.

Si consiglia di rivolgersi al proprio medico in presenza di malattie croniche delle prime vie respiratorie.

In caso di contemporaneo utilizzo di altri spray contenenti farmaci per le prime vie respiratorie si consiglia di consultare il medico che li ha prescritti.

## Come si usa?

Inserire il beccuccio nella bocca e premere con l'indice e il pollice in maniera decisa l'erogatore senza inclinare la testa fino a sentire lo spray che arriva nel fondo della faringe. Ripetere l'operazione tre volte.

## Quante volte si utilizza?

Sanavox ha un effetto protettivo. In assenza di sintomi utilizzare Sanavox a scopo preventivo in ambienti inquinanti o in presenza di agenti irritanti (fumi, polveri, etc). Ai primi segni di rinite mal di gola utilizzare in maniera regolare Sanavox, applicandolo **anche** più volte al giorno.

## Possibili effetti indesiderati?

No l'applicazione di Sanavox non comporta alcun effetto indesiderato.

## Avvertenze

Conservare in luogo fresco a temperatura non superiore ai 25 °C. Tenere al riparo dalla luce solare. Non utilizzare dopo la data indicata sulla confezione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in gravidanza e durante l'allattamento.

## Ingredienti/Ingredients:

Aqua, hyaluronic acid, sodium chloride, sodium benzoate, eucalyptol, citric acid.

Please read the explanatory leaflet carefully before use

## When should it be used?

SANAVOX is a spray for the throat. Its application mechanically protects the mucus of the mouth by hindering contact with dust and other irritating agents and pollutants. It should be used in the case of irritation or for prevention before entering polluted areas or in the presence of irritating agents (cigarette smoke etc.)

## How does it work?

Each application of Sanavox re-establishes the natural reserve of hyaluronic acid that protects our vocal cords, allowing their optimal functioning. Hyaluronic acid forms a natural protective barrier against irritating agents and pollutants whilst keeping the viscoelastic properties of the vocal cords.

## When must it be used subject to medical advice?

If the state of irritation persists despite the use of SANAVOX, you should consult your doctor. Please consult your doctor in the presence of chronic disease of the upper respiratory tract. In the case of the simultaneous use of other nasal sprays containing drugs for the upper respiratory tract, the doctor that prescribed them should be consulted.

## How do you use it?

Insert the nozzle into the mouth and press the dispenser firmly with the index finger and thumb, without bending your head, until you feel the spray reaching the back of the pharynx. Repeat the operation three times.

How often a day can you use it?

Sanavox has a protective effect. In the absence of symptoms, use Sanavox for prevention in polluted environments or in the presence of irritating agents (smoke, dust etc.) At the first signs of rhinitis or a sore throat, use Sanavox regularly, with several applications a day.

Does it have any possible unwanted effects?

No, the application of Sanavox has no unwanted effects.

## Warning

Keep in a cool place at a temperature of not more than 25 °C. Keep away from sunlight. Do not use after the date on the packaging. Keep out of the reach of children. Do not use in pregnancy and when breastfeeding.

## Fabbricante/Manufactured by:

Crab Sinergy srl

Via M. Polo, 18/20

24062 Costa Volpino (Bg)

Tel +39 035.973286

[www.crabsinergy.com](http://www.crabsinergy.com)



DISPOSITIVO MEDICO

Flacone da 30 ml e



SPRAY orale

Rev\_4b (24/04/2019)